


AQUATIZER

ウォーターマッサージベッドQZ-260



ベッド型マッサージ器
アクアタイマー QZ-260
管理医療機器 特定保守管理医療機器
認証番号 : 229AABZX00048000

進化したウォーターマッサージベッド


- 筋肉の柔軟性を向上させる**メディカルモード**
- 6ノズルでの治療を実現した**リラックスモード**
- 操作しやすい**大型液晶タッチパネル**
- 足部エアバック**のホールド感アップ
- 高身長対応した**自動検知センサー**



メディカルモード

柔軟性の向上に繋がる部位である仙骨臀筋、腰方形筋、胸椎多裂筋、肋椎関節、脚部を順番に刺激します。
各部位に合わせたノズルと独自のパターンが筋肉をほぐし、**柔軟性の向上**に繋げます。

【治療概要】



なぜ脊柱を治療するのか？

脊柱の柔軟性が低下すると、全身の衝撃吸収力が低下するため、四肢関節のかみ合わせが悪くなり、その部位に痛みが発生するという考え方です。

そのため**脊柱の柔軟性を戻せば、痛みが改善する**ことになります。



リラックスモード

6つのノズル を組み合わせて作り出す
刺激面の広いマッサージモードです。
“**広範囲の治療**”
“**必要な部位への集中的な治療**”
など治療バリエーションが増大します。



アッパーノズルとロアーノズルの回転半径を
変えることで回転速度に変化をつけ
“**新感覚刺激**” を実現しました。








ノズルの位置を調整することで**ふくらはぎ**
までしっかりと刺激します。

7種類の手もみの技を再現

「リラックスモード」「マニュアルモード」では、

「さする」「こねる」「もむ」「おす」「たたく」「なでる」「のばす」
の7種類のマッサージパターンを採用。

ノズルの移動スピードを調整する「可变速ノズル制御機能」により、
ゆったりとした動きから速い動きまできめ細やかなマッサージを再現し、
幅広いマッサージが可能です。



操作しやすい大型液晶タッチパネル

液晶タッチパネル

大型液晶タッチパネル
を採用する事で視認性に
優れ、マッサージ状況を
ひと目で確認。




治療コースを簡単作成

マニュアルモードの治療
作成画面が一覧で表示され
るため、使いやすさが大幅
にアップしました。



患者様に説明しやすい


メディカルモードの治療
の順番やほぐす部位をパネ
ルに表示。患者様に簡単に
説明できます。



しっかりと固定する足部エアバック


脚の開き防止

QZ-260の足部エアバックは、**脚の開きを防止**し、適した脚位置を保持。ふくらはぎから太ももにかけての**刺激感が大幅に向上了**しました。
脚が開かないため、水流がふくらはぎから太ももを的確にとらえます。




頭部の揺れを低減

いままでは、足をホールドされていないため、頭部が揺れることがありました。QZ-260の足部エアバックは、脚をソフトにホールドすることで身体が安定し、**頭部の揺れが低減**されます。



ホールド感アップ

成形材料の種類や成形時の肉厚など、形状の見直しにより足部エアバックの**ホールド感がアップ**しました。



頭の位置を自動検知するセンサー

患者様がベッドに横たわると、センサーが頭の位置を検知。自動的に身長を計測し、**適したマッサージ部位を設定**します。

これまでのように個別に身長を設定する必要がなく、**スタッフの手間を軽減**します。


また、QZ-260では、2つのセンサーを搭載することで、高身長に対応。195cmまで対応可能になりました。



QZ260・SDシリーズで効果的にトレーニング

筋肉ヘアプローチ

メディカルモードで、**筋肉**へアプローチし、柔軟性を高めます。



骨・関節ヘアプローチ

SDシリーズで、**骨・関節**へアプローチし、柔軟性を高めます。



効果的にトレーニング

%MVとWBIの評価より、筋出力の抑制が解けてきたところで**筋力トレーニング**を開始します。



QZ260・SDシリーズ・WTSで**効果的にトレーニング**




夏でも快適に治療できる独自の水冷機能 (オプション)



ウォーターマッサージベッドは高エネルギーの水流に対応したポンプなどから熱が発生します。その熱を冷却するために、通常はラジエーターファンを回しますが

夏場のフル稼働で

- ・水温がなかなか下がらない
- ・ラジエータより温風が排出
- ・冷却ファンの音がうるさい



独自の水冷機能*により


- ・水温は設定温度ぴったりに
- ・ラジエータの冷却ファンが回らないので静か

水冷機能*は多彩な冷却モードを装備。効率的な空冷方式から、空冷ファンを一切回さない独創的な「FULL-AUTO 水冷」まで真夏でも快適にご使用いただけます。

真夏でも快適！

*オプション　・水冷方式には給排水設備が必要です。・注文の際にのみ承ります。

QZシリーズは海外でも高い評価



FINALIST 2017
ELITE SPORT REHAB INNOVATION AWARD

ロンドンにおいて
2017年6月7～8日に開催された
展示会「Elite Sports Expo」にて、
アクアタイザーQZ-240が
リハビリテーション部門の
イノベーション賞を受賞しました。

